

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

1. Zanim rozpoczniesz wirowanie musisz wcześniej sprawdzić lub ustawić:
 - numer wirnika, który zamierzasz użyć
 - prędkość obrotową, którą zamierzasz stosować
 - czas pracy wirówki

Pamiętaj o naprzeciwnym sposobie ustawiania probówek w rotorze.

2. Zamknij pokrywę
3. Naciśnij **START**
4. Po zakończeniu wirowania otwórz pokrywę klawiszem **COVER**
5. Wyjmij odwirowany preparat/preparaty