

## **Instrukcja wykonania oznaczenia INR na aparacie POCT**

### **Aparat: INRatio 2 firmy Alere**

Wykonanie oznaczenia:

1. Analizator uruchamiamy naciskając i przytrzymując przycisk OK. Następnie należy włożyć pasek testowy elektrodami w stronę analizatora.
2. Przed pomiarem należy sprawdzić kod wyświetlany na ekranie z kodem na opakowaniu z paskami. Brak zgodności kodów może spowodować błędne wyniki!
3. Odpowiednio pobieramy próbkę:
  - a. ogrzewamy ręce i delikatnie masujemy palec z którego będzie pobrana próbka,
  - b. dezynfekujemy palec, a nadmiar płynu dezynfekującego wycieramy,
  - c. nakłuwamy zdezynfekowany palec,
  - d. odwracamy rękę aby kropla swobodnie zwisała z palca i pobieramy pipetką o pojemności 15 µl. Nieprawidłowy rozmiar próbki może spowodować niedokładne wyniki.
4. Próbkę niezwłocznie наносimy na pasek. Miejsce na które należy nałożyć próbkę oznaczone będzie zielonym światłem. Nie należy poruszać analizatorem bądź palcem podczas aplikowania próbki.
5. Wynik należy wydrukować wciskając przycisk opcji drukowania.
6. Po zakończeniu pomiaru pasek wyrzucamy do pojemnika z odpadami medycznymi, a miejsce nakładania kropli krwi dezynfekujemy delikatnie przecierając gazikiem nasączonym płynem dezynfekującym.