

Instrukcja oznaczania poziomu glukozy na urządzeniu POCT

Aparat: Accucheck firmy Roche

Wykonanie oznaczenia:

1. Przed przystąpieniem do pomiaru należy włożyć pasek testowy w wyznaczone do tego miejsce. Jeśli czynność została wykonana poprawnie i na wyświetlaczu widzimy pulsującą kroplę krwi można przystąpić do pomiaru. W odstępie nie większym niż 2 minuty od wcześniej wykonanej czynności należy rozpocząć dokonywanie pomiaru stężenia glukozy.
2. Rozmasuj opuszkę palca, aby poprawić ukrwienie i ułatwić pobranie krwi. Zdezynfekuj miejsce wkucia.
3. Użyj nakłuwacza do nakłucia palca w rozmasowanym miejscu.
4. Wyciśnij kroplę krwi unikając zbyt mocnego uciskania opuszki palca.
5. Wierzchołkiem paska testowego dotknij kroplę krwi w celu jej aspiracji przez aparat.
6. Symbol klepsydry oznacza, że pomiar trwa. Po około 5 sekundach glukometr da sygnał dźwiękowy, oznaczający zakończenie pomiaru. Wynik pojawi się na wyświetlaczu i automatycznie zostanie zachowany wraz z datą i godziną. Usuń pasek testowy z glukometru.