

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIRÓWKI SEROLOGICZNEJ

1. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika znajdującego się na tylnej obudowie wirówki . Po zakończeniu testu wewnętrznego, wirówka zasygnalizuje gotowość do pracy i wyświetli komunikat **READY**.
2. Naciśnij przycisk **STOP/OPEN**.
3. Załaduj rotor wirówki pamiętając o zrównoważonym rozkładzie ID-kart w celu uniknięcia drgań, mogących spowodować wyłączenie aparatu.
4. Rotor należy osadzić na osi obrotowej opuszczając go do końca, czemu towarzyszy charakterystyczny dźwięk. Prowadnik rotora wirówki wślizguje się automatycznie na prowadnicę osi wirnika.
5. Zamknij pokrywę tak, aby usłyszeć charakterystyczny dźwięk. Oznacza to, że pokrywa została automatycznie zablokowana.
6. Naciśnij przycisk **START**. Rotor zaczyna przyspieszać do momentu uzyskania nominalnej prędkości . Po jej osiągnięciu zaczyna się odliczanie czasu wirowania, który wynosi 10 minut.
7. Po zakończeniu wirowania, napęd osi wirnika wyłącza się automatycznie. Po całkowitym zatrzymaniu się rotora wirówki pokrywa otwiera się automatycznie co sygnalizowane jest 2 tonowym sygnałem i komunikatami **PROCESS FINISHED** oraz **LID IS OPEN**.